

Pet Remedy Verwarmingsmat

PET REMEDY VERWARMINGSMAG BEVAT:

- 1 Verwarmingsmat (42 x 38cm) met bewapende kabel
- 12V Adapter met Europese stekker

HOE WERKT PET REMEDY VERWARMINGSMAT?

De aangename temperatuur (39°C) van de Pet Remedy Verwarmingsmat helpt het lichaam om op een juiste temperatuur te komen of te blijven. De mat wordt veelal gebruikt voor algemene rust, tijdens herstel na een operatie of na onderkoeling.

De mat is voorzien van twee ingebouwde thermostaten die de mat extra veilig in gebruik maakt. Aan de mat zit een beveiligd snoer. Dieren kunnen dit snoer niet zomaar doorbijten. Daarnaast werkt de mat met een 12V adapter en kost het slechts 15 watt om de mat aan te houden. Het snoer is 2,7 meter lang.

WIJZE VAN GEBRUIK:

- Bevestig de stekker aan het snoer van de Verwarmingsmat.
- Rol de Verwarmingsmat uit en stop de stekker in het stopcontact. De mat zal nu opwarmen tot 30-35°C.
- Bedek de Verwarmingsmat altijd met een doek of kleed, voordat het huisdier erop gaat liggen.
- Wanneer het huisdier op de mat gaat liggen, verwarmt de mat door naar 39°C (er is druk nodig om de mat door te verwarmen).
- Continue inschakelen van de mat is toegestaan.
- Is de mat vies geworden? Gebruik dan een vochtige doek om de mat schoon te maken. Zorg er wel voor dat de mat dan is uitgeschakeld.
- Uitsluitend droog te gebruiken.
- Na gebruik de mat niet opvouwen. Licht / los opgerold opbergen.

BEWAARADVIES

- Niet opvouwen. Licht / los opgerold opbergen.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

LET OP!

Controleer regelmatig de temperatuur wanneer een dier niet of nauwelijks kan bewegen, dit vanwege oververwarming.

Om de mat te testen of om het opwarmingsproces te bevorderen, kun je de stekker in het stopcontact stoppen, wanneer de mat opgerold is.

Pet Remedy wordt geproduceerd in Engeland en is gepatenteerd onder registratie-nummer: GB2474042 & GB2535916



WAARSCHUWINGEN!

- Niet in contact laten komen met water / vocht of onderdompelen.
- Niet opvouwen. Licht / los opgerold opbergen.
- Het gewicht van het huisdier zorgt ervoor dat de mat verder opwarmt.
- Vervang de mat of de bewapende kabel wanneer deze doorgebeten of kapot is.
- Uitsluitend plat te gebruiken.

- Controleer regelmatig de temperatuur wanneer een dier niet of nauwelijks kan bewegen, dit vanwege oververwarming.
- Om de mat te testen of om het opwarmingsproces te bevorderen, kun je de stekker in het stopcontact stoppen, wanneer de mat opgerold is.